

LE MANUEL DE L'UTILISATEUR **BOUTON DE PANIQUE ET LOCALISATION**



LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D'EMPLOI AVANT D'UTILISER CE PRODUIT

Avant de commencer l'installation, certains commentaires importants:

1. Assurez-vous que votre opérateur accepte l'extension d'appel et si ceci est active. C'est facile, car alors les destinataires des alarmes peuvent directement voir d'où vient l'appel. Si ce service est inactif, contactez votre opérateur.
2. Placez l'unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans une chambre où l'utilisateur passe la plupart de son temps. A partir de ce point, vérifiez la portée du bouton de panique.
3. Les personnes que reçoivent les alarmes, programment de préférence "alarme XXX" dans les contacts de leur téléphone, où XXX représente par exemple la grand-mère.
4. Contrôlez chaque mois le bon fonctionnement du système et la carte sim.
5. Les personnes à qui vous envoyez les alarmes, feront mieux d'également lire le manuel.
6. Envoyez les alarmes aux personnes qui savent vous aider immédiatement et qui ont accès à votre maison!

Dans ce manuel nous nous limiterons à l'usage de ce produit comme bouton de panique et téléphone mobile en cas d'urgence, comme décrit sur le site Seniorenalarmen.be

Ouvrez l'arrière et installez la carte SIM.

Important : **désactivez le code PIN et mettez l'affichage du numéro d'appel ON !!!**

ACTIVER DE L'APPAREIL

- L'appareil s'allume automatiquement après l'installation de la carte SIM et la batterie
- Mettez l'appareil dehors ou sur le bord de la fenêtre de manière que l'appareil a une vue libre sur les satellites.
- Après 90 secondes, contrôlez les leds suivants:
 - À gauche orange pour la réception GSM
 - Au milieu vert pour le niveau de la batterie
 - À droite blue pour réception GPS

Les possibilités de l'appareil selon SENIORENALARMEN.BE sont les suivantes:

- Usage du bouton de panique, envoyez un SMS à un numéro préprogrammé.
- L'appareil peut être utilisé comme téléphone d'alarme à un numéro préprogrammé.
- Si le numéro préprogrammé téléphone le tracker, il reçoit un SMS avec les coordonnées.
- Les numéros autorisés peuvent téléphoner à l'appareil, la communication sans mains à 2 voies commence automatiquement.

INSTALLATION DE L'APPAREIL PAR SMS

Important : ne jamais mettre un espace et écrivez tout ensemble où il y a "+". S'il est nécessaire de mettre un espace, nous vous mettons au courant.

Pour initialiser l'appareil, envoyez le SMS suivant au numéro d'appel du SIM dans l'appareil:

begin+password (sans espace)

Vous recevez le message suivant:

begin ok

Le mot de passe standard du module est **123456**

Vous pouvez changer le mot de passe en envoyant le commande suivante par SMS à l'appareil (au numéro d'appel carte SIM):

Mot de passe+vieux mot de passe+espace+nouveau mot de passe

Vous recevez le message suivant

Mot de passe ok

Maintenant vous donnez un numéro auquel votre alarme doit être envoyée quand vous utilisez le bouton de panique, avec lequel vous êtes connecté quand vous utilisez le bouton à gauche et qui a la permission de demander votre position.

Envoyez le SMS suivant à la carte SIM :

admin+mot de passe+espace+numéro de téléphone

Vous recevez le message suivant

admin ok

Si plus tard vous voulez installer un autre numéro, vous supprimez le numéro précédent par envoyer le SMS suivant à la carte SIM de l'appareil:

noadmin+mot de passe+escape+numéro à supprimer

Après vous importez de nouveau un numéro selon les étapes ci-dessus.

FACULTATIF:

Pour ceux qui veulent, en cas d'alarme, envoyer un SMS à un smartphone, envoyez la commande suivante par SMS

Smslink+mot de passe

Le SMS reçu contient un lien au Google Maps et peut subitement être visualisé en cliquant dessus.

ACTIVER LA COMMUNICATION MAINS LIBRES

Envoyez une fois la commande au tracker

Talk+mot de passe

Si vous téléphonez au numéro du tracker, il y aura automatiquement une connection et la communication 2 voies se mets en route.

UTILISATION DE L'APPAREIL

Bouton de panique

Poussez durant 3 secondes sur le bouton de panique, un SMS avec vos coordonnées est envoyé au numéro préprogrammé. Au bien via texte, latitude et longitude, au bien via un lien au google maps. Tout dépend de votre choix préalable.

Si une personne reçoit la latitude et longitude via les coordonnées, ceci à visualiser sur www.maps.google.be

Il faut mieux faire ceci à l'installation de l'appareil. De cette manière la personne qui reçoit l'alarme est déjà familiarisé avec le système.

Latitude et longitude insérer dans le champ de recherche, séparé par une virgule.

Par exemple : 51.335168N,3.239415E

Téléphoner à un numéro programmé

En poussant pendant 3 secondes sur le bouton de côté gauche de l'appareil, vous téléphonez le numéro programmé. L'appareil est maintenant disponible en mode mains libres.

En poussant de nouveau pendant 3 secondes sur l'appareil, vous interrompez l'appel ou vous déconnectez.

Téléphoner à l'appareil pour savoir la position

Le numéro programmé dans l'appareil peut appeler l'appareil pour savoir où il se trouve.

Il appelle le numéro de l'appareil, la sonnerie passe deux fois et l'appareil raccroche.

L'appareil reçoit un SMS avec les coordonnées ou un lien de localisation. Tout dépend de votre choix préalable.

Votre position peut également être demandée par SMS (uniquement le numéro admin) en envoyant le SMS ci-dessous à l'appareil:

Smsone+mot de passe

Seniorenalarmen.be

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

Tel : 050/69.18.51

GSM: 0479/696948

contact@seniorenalarmen.be