

Interne SOS knop met melder



Installatie

Plaats 2 AAA batterijen in de melder. Schuif het deksel terug voorzichtig toe.

Schakel de melder aan, u kan testen door op de SOS knop te drukken. U hoort nu ook meteen het geluid en volume die momenteel ingesteld zijn.

Geluid en volume

U kan kiezen voor een andere volumeniveau en geluidsniveau door op de knopjes te drukken (met een scherp voorwerp) onder de broekshaak.

De broekshaak kan u verwijderen door deze voorzichtig naar onderen te schuiven.

TN-Invest BV

Esdoornstraat 52

8300 Knokke-Heist

info@seniorenalarmen.be

0479/69.69.48